



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN
Klinika hematológie a transfuziológie



Tel: +421 43/4203 380, +421 43/4203 239, mail: ingrid.skornova@unm.sk

Žiadanka na vyšetrenie ADAMTS 13

Rodné číslo:	<input type="text"/>	Dg:	<input type="text"/>
Priezvisko:	<input type="text"/>	Štádium vyšetrenia:	
Meno:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> vstupné	
Kód ZP:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> kontrola po liečbe	
ID hosp. prípadu:	<input type="text"/>	Dátum a čas odberu:	<input type="text"/>
Kód PZS:			
Kód lekára:			
Adresa, telefón, email:			
Pečiatka a podpis:			

Dátum a čas prijmu (vyplní laboratórium KHaT):

(čas prijmu odpovedá času zápisu do LIS)

Pokyny pre odber a transport biologického materiálu:

Vzorka má byť odobratá pred začiatkom liečby čerstvou zmrazenou plazmou.

Skúmavku s antikoagulantom 3,2% alebo 3,8% citrónnanom sodným so zachovaným pomerom 1:9

objem: 2,7 ml doručiť do laboratória do 1 h po odbere (v čase medzi 8:00-12:00 h) alebo vzorku spracovať na plazmu nasledovne:

Centrifugovať 2x za sebou 20 min pri 2000 -2500 g.

Plazmu po scentrifugovaní odobrať a rozplniť do eppendorfiiek po 300 µl v počte minimálne 3ks a doručiť pri teplote +15°C až +25°C do 3 h alebo zmraziť pri -40°C až -70°C a v zmrazenom stave dopraviť do laboratória na suchom ľade (vzorka sa nesmie rozmraziť!!!)

Upozornenie:

Pre žiadateľov o vyšetrenie laboratórium vykoná vyšetrenie na základe zodpovedajúcej odbornosti lekára.

Vyšetrenie nemá statimový charakter.

Doba odozvy je aktuálna podľa technických možností.

